



Producent pieców i urządzeń
dla laboratoriów, przemysłu metalowego
i szklarskiego



Dla laboratoriów > Opaska grzejnia

**PIEC DO OGRZEWANIA SZKŁA LABORATORYJNEGO Z DOSTĘPEM DO KOMORY
GRZEJNEJ OD GÓRY TYP RST 110x150/110**



www.czylok.com.pl

Oznaczenie pieca	RST 110x150/110
Maks. temp. pracy [°C]	1100
Średnica wew. komory roboczej [mm]	107
Głębokość komory [mm]	150
Objętość komory [dm ³]	1,3
Wymiary gabarytowe [mm]	fi 235 x 340mm
Moc pieca [kW]	1,1
Masa [kg]	10
Napięcie zasilania [V~]	230

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl